

Ficha técnica

JERINGAS

Descripción:

Las jeringas son dispositivos médicos utilizados para administrar líquidos en el cuerpo humano o extraer fluidos de él

Presentación:

Descripción	EAN 13	ML	Cuerpo	Tipo	Cono	Contenido
JERINGAS	8435454006759	2ml/2.5ml	2	Luer	Concéntrico	30 u/expositor
JERINGAS	8435454006773	5ml	2	Luer	Excéntrico	16 u/expositor
JERINGAS	8435454006780	10ml	2	Luer	Excéntrico	18 u/expositor
JERINGAS	8435454006766	20ml	2	Luer	Excéntrico	24 u/expositor

Descripción	EAN 13	ML	Cuerpo	Tipo	Cono	Contenido
JERINGAS	8435454006872	2ml/3ml	3	Luer	Concéntrico	30u/expositor
JERINGAS	8435454006889	5ml/6ml	3	Luer	Concéntrico	24u/expositor
JERINGAS	8435454006896	10ml/12ml	3	Luer	Concéntrico	16u/expositor
JERINGAS	8435454006902	20ml/22ml	3	Luer	Excéntrico	18u/expositor
JERINGAS	8435454006919	50ml/60ml	3	Luer	Excéntrico	16u/expositor

Descripción	EAN 13	ML	Cuerpo	Tipo	Cono	Contenido
JERINGAS	8435454006810	2ml/3ml	3	Lock	Concéntrico	30u/expositor
JERINGAS	8435454006827	5ml/6ml	3	Lock	Concéntrico	24u/expositor
JERINGAS	8435454006834	10ml/12ml	3	Lock	Concéntrico	16u/expositor
JERINGAS	8435454006841	20ml/22ml	3	Lock	Concéntrico	18u/expositor
JERINGAS	8435454006858	50ml/60ml	3	Lock	Concéntrico	16u/expositor

Características:

- Tienen una escala de medición impresa en el cilindro
- Hechas de plástico transparente o materiales translúcidos que permiten ver claramente el líquido dentro del cilindro y la escala de medición.
- Están disponibles en varios tamaños para adaptarse a diferentes volúmenes de líquido y propósitos médicos.

Origen:

- Fabricado en P.R.C.

Normativa:

- Directiva 93/42/EEC Annex V class IIA

Almacenamiento:

- Se almacene en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.

Información Logística

Jeringas de dos cuerpos

EAN 13

8435454006759

8435454006773

8435454006780

8435454006766



Expositor:


Presentación:

8435454006759 100 unidades

8435454006773 100 unidades

8435454006780 50 unidades

8435454006766 100 unidades



Cartón:

8435454006759 100 unidades

Presentación: 30 unidades/Ctn

8435454006773 100 unidades


Presentación: 16 unidades/Ctn

8435454006780 50 unidades

Presentación: 18 unidades/Ctn

8435454006766 100 unidades

Presentación: 24 unidades/Ctn



Tamaño de cartón: 61.5cm(L)x38cm(W)x48.5cm(H)

Palé para almacenar y enviar:

Presentación: 12 Ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 185cm(h)

Información Logística

Jeringas de tres cuerpos

EAN 13

8435454006896

8435454006872

8435454006889

8435454006902

8435454006919



Expositor:

Presentación:

8435454006896 100 unidades 8435454006902 50 unidades

8435454006872 100 unidades 8435454006919 25 unidades

8435454006889 100 unidades

Cartón:

8435454006896 100 unidades 8435454006902 50 unidades

Presentación: 16 unidades/Ctn Presentación: 18 unidades/Ctn



8435454006872 100 unidades 8435454006919 25 unidades

Presentación: 30 unidades/Ctn Presentación: 16 unidades/Ctn

8435454006889 100 unidades

Presentación: 24 unidades/Ctn

Tamaño de cartón: 61.5cm(L)x38cm(W)x48.5cm(H)



Palé para almacenar y enviar:

Presentación: 12 Ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 185cm(h)

Información Logística

Jeringas de tres cuerpos luer lock

EAN 13

8435454006810

8435454006827

8435454006834

8435454006841

8435454006858



Expositor:

Presentación:

8435454006810 100 unidades 8435454006941 50 unidades

8435454006827 100 unidades 8435454006958 25 unidades

8435454006834 100 unidades

Cartón:

8435454006810 100 unidades 8435454006841 50 unidades

Presentación: 30 unidades/Ctn Presentación: 18 unidades/Ctn



8435454006827 100 unidades 8435454006858 25 unidades

Presentación: 24 unidades/Ctn Presentación: 16 unidades/Ctn

8435454006834 100 unidades

Presentación: 16 unidades/Ctn

Tamaño de cartón: 61.5cm(L)x38cm(W)x48.5cm(H)



Palé para almacenar y enviar:

Presentación: 12 Ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 185cm(h)